

# ケア方法 こすり洗い用洗浄液：ミクロン



# 中和タイプ 酵素洗浄保存液：クリアデュ- $O_2$ セプト



## こすり洗い

### ①手洗い・はすす

手に石鹸をつけてしっかり泡立て、指の間、手首まで丁寧に洗います。

レンズが黒眼の上で動いていることを確認してからレンズをはすします。



### ②すすぎ

レンズを水道水で軽くすすぎます。

※紛失防止のため、レンズキャッチを使用してください。



### ③こすり洗い

微粒子が均一になるようにボトルを5、6回振ってください。

手のひらに凹面を上にしてレンズを置き、ミクロンを数滴落とし、爪がレンズに触れないように指先の腹で軽くこするようレンズの両面をていねいに15秒以上洗浄します。



### ④すすぎ・セット

ヌルヌルした感じがなくなるまでレンズを水道水で十分すすぎ、左右間違えないようにレンズケースに保存します。

※汚れが落ちにくい場合は、ミクロンでのこすり洗いの回数を増やしてください。



## 洗浄保存

### ①洗浄

レンズケースにレンズをセットし、クリアデュ- $O_2$ セプトの中和錠1錠を入れ、液剤を9分目まで入れてください。

※中和錠を入れないとレンズが着色する恐れがあります。



### ②中和


ふたをしめ、そのまま4時間以上放置してください。

中和錠が入っていればクリアデュ- $O_2$ セプトが黄色→透明に変わります。



### ③つける

使用したクリアデュ- $O_2$ セプトは捨て、レンズをホルダーに差し込んだまま、水道水で十分にすすいでから装用します。



### ※保存

長期保存する場合、ケア完了後、レンズケースのふたを開けなければ、そのまま1ヶ月間レンズを保存できます。



# ケア方法 タンパク・脂肪除去剤：アクティバタブレット ミニ



## タンパク・脂肪除去

### ①タンパク除去・脂肪除去

レンズを扱う前には必ず石けんで手をきれいに洗ってください。  
レンズケースにレンズをセットし、9分目まで水道水を入れてください。  
レンズケースに本剤を1錠入れ、ふたをしてください。そのまま30分以上放置します。



### ②すすぎ・洗浄

30分以上経過したら、液を捨て、続いてレンズを十分水道水ですすいでから手順通りに洗浄液等でこすり洗いを行ってください。



## オルソケラトロジーレンズのケアの重要性について

- レンズを安全・快適に使用するために、レンズの洗浄・すすぎ・保存などのレンズケアを徹底してください。
- レンズケースは清潔に保ち、3ヶ月に1度を目安に、定期的に交換してください。
- オルソケラトロジーレンズはレンズ内面に溝がある為、浸け置き洗浄のみでは取り切れない汚れが残ってしまう場合があります。また、レンズのケアをせずに使用し続けると、重篤な健康被害又は眼障害につながる可能性があります。
- 右写真の『汚れたレンズ』のように汚れが蓄積しないように、必ず毎日正しいレンズケアを行ってください。



ケア不足により  
汚れたレンズ



汚れのない  
レンズ